

**J. Aviñó,
A. Blanes**

Mamoplastia de reducción (Strombeck-Skoog)

Después de presentar distintos casos de hipertrofia mamaria, se muestra el diseño del patrón de Wisse para la ejecución de la reducción mamaria según técnica de Strombeck de T invertida.

Se disecan los distintos colgajos, haciéndose hincapié en la desepidermización del complejoaréola-pezones en evitación de necrosis. Se describe la modificación de Skoog para el traslado del complejoaréola-pezones según injerto monopediculado de base interna.

Se reconstruye la mama mediante la sujeción de la glándula a fascia pectoral y el acercamiento de los distintos colgajos, con la elevación del surco submamario.

Se hace hincapié en la buena hemostasia en no dejar a tensión los distintos pedículos en las zonas a desepidermizar, así como en los drenajes y en la buena colocación del apósito postoperatorio en que se pueda visualizar la buena vascularización del complejoaréola-pezones. Se sutura por planos, no dejando el peso de la sujeción al plano dérmico.

Se presentan imágenes pre y postoperatorias con los resultados cosméticos logrados.

**Año 1985.
Sistema: VHS.
Duración: 15 minutos.**